



Преди употреба моля прочетете внимателно написаното в листовката

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ОТИРАХ
ОТИПАКС

● **ПЪЛЕН КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

Формула в стотни (за 100 g)

Лекарствени вещества:

Phenazone..... 4.00 g
Lidocaine hydrochloride..... 1.00 g

Помощни вещества:

Натриев тиосулфат..... 0.1 g
95° етанол..... 24.00 g
Глицерол..... до 100 g (70.9 g)

● **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА:**

15 мл. (16 гр.) капки за уши, разтвор
4 капки = 0.100 гр.

● **ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Laboratoires BIOCDEX 1 avenue Blaise Pascal 60000 BEAUVAIS FRANCE	ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: Laboratoires BIOCDEX 19 rue Barbès 92120 MONTROUGE, FRANCE
--	--

Представител в България:

PHARMEXPORT
1463, София
ул. "Верила" 6
тел./ факс: 952 26 44

● **НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:**

ОТИРАХ е комбинация от феназон и лидокаин:

- Феназонът има аналгетично и противовъзпалително действие
- Лидокаинът е локален анестетик, който се използва заради аналгетичния си ефект.

● **ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Локално симптоматично повлияване на болката, по- специално при:

- Остро неперфорирало възпаление на средното ухо;
- Вирусно възпаление на ухото при грип;
- Баротравма



●ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Перфорирано тъпанче
- Алергия към лидокаин или към някоя от съставките на продукта

ПРИ СЪМНЕНИЕ ВИНАГИ ПИТАЙТЕ ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ.

●ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ:

Не са наблюдавани реакции на взаимодействие с други лекарствени продукти.

За да се избегнат възможни взаимодействия между няколко медицински продукта, винаги информирайте вашият лекар или фармацевт когато приемате и други лекарства.

●ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ:

Уведомете лекуващия лекар, ако сте бременна или кърмите. ОТИРАХ може да се прилага при бременни жени и кърмачки в случаи на наложителна необходимост.

●НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Не са известни случаи на несъвместимост.


ДА НЕ СЕ ПОГЛЪЩА

●ДОЗИРАНЕ:

4 капки, приложени във външния ушен канал 2 или 3 пъти дневно, или съответно според указанията на лекуващия лекар.

Максимална продължителност на лечението: 10 дни.
Без възрастово ограничение.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:



- Махнете алуминиевата запушалка на шишенцето като повдигнете ръба, изтеглете го и след това отстранете гумичката.
- Вземете в ръка гутатора и силно го стиснете без да движите шишенцето.
- Задръжте мястото, което натискате.
- Развъртете бялата капачка.
- Обърнете шишенцето към болното ухо и влейте капка по капка, като леко натискате еластичната част на гутатора докато се получат 4 капки.
- След употреба завъртете обратно капачката на гутатора.



● **НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:**

В редки случаи - локално дразнене и свръхчувствителност.

● **НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ:**

По лекарско предписание.

● **УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:**

ОТИРАХ следва да бъде съхраняван при температура до 30° С, на място недостъпно за деца.

● **СРОК НА ГОДНОСТ:** 3 години

Да не се употребява след изтичане срока на годност.

● **ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА ПОПРАВКА НА ТЕКСТА:** август 1997

